

Feuille de Résultat d'Eau Corporelle

InBody Body Water [InBody970] [Yscope]

ID	Height	Age	Gender	Test Date / Time
----	--------	-----	--------	------------------

Analyse de Composition de l'Eau Corporelle

	Au-dessous	Normal	Au-dessus
ECT Eau Corporelle Totale (L)	40 60 90 100 110 140 160 180 200 220 240 %	27.4	
EIC Eau Intracellulaire (L)	40 60 90 100 110 140 160 180 200 220 240 %	16.5	
EEC Eau Extracellulaire (L)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %	10.9	

Analyse du Ratio EEC

	Au-dessous	Normal	Au-dessus
Ratio EEC	0.320 0.340 0.360 0.380 0.390 0.400 0.410 0.420 0.430 0.440 0.450	0.398	

Analyse Segmentaire de l'Eau Corporelle

	Au-dessous	Normal	Au-dessus
Bras Droit (L)	40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 %	1.55	
Bras Gauche (L)	40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 %	1.49	
Tronc (L)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %	13.8	
Jambe Droite (L)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %	4.12	
Jambe Gauche (L)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %	4.05	

Analyse Segmentaire de l'Eau Extracellulaire

Au-Dessus	-0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37 -0.36				
Légèrement au-dessus			0.398	0.403	0.404
Normal	0.378	0.378			
	Bras Droit	Bras Gauche	Tronc	Jambe Droite	Jambe Gauche

Historique de Composition de l'Eau Corporelle

Poids (kg)	65.3	63.9	62.4	61.8	62.3	60.9	60.5	59.1
ECT Eau Corporelle Totale (L)	28.3	28.0	28.0	27.9	27.9	27.6	27.8	27.4
EIC Eau Intracellulaire (L)	17.0	16.9	16.9	16.8	16.8	16.7	16.7	16.5
EEC Eau Extracellulaire (L)	11.3	11.1	11.1	11.0	11.1	10.9	11.1	10.9
Ratio EEC	0.399	0.398	0.396	0.396	0.397	0.396	0.398	0.398
☒ Recent ☐ Total	20.07.21 15:11	20.08.27 14:58	20.09.20 15:02	20.11.23 15:23	20.12.21 15:00	21.02.19 14:52	21.03.20 15:12	21.03.31 15:44

Analyse de Composition Corporelle

Protéines	7.1 kg (7.0 ~ 8.6)
Minéraux	2.64 kg (2.44 ~ 2.98)
Masse Grasse Corporelle	22.0 kg (10.3 ~ 16.5)
Masse non Grasse	37.1 kg (35.8 ~ 43.8)
Minéraux Osseux	2.18 kg (2.01 ~ 2.45)

Analyse Muscle-Grasse

Poids	59.1 kg (43.9 ~ 59.5)
Masse Musculaire Squelettique	19.5 kg (19.5 ~ 23.9)
Masse Maigre	34.9 kg (33.8 ~ 41.4)
Masse Grasse	22.0 kg (10.3 ~ 16.5)


Angle de Phase du Corps Entier

$\phi(^{\circ})$ 50 kHz | 4.0°


Angle de Phase Segmentaire

	RA	LA	TR	RL	LL
$\phi(^{\circ})$ 5 kHz	1.7	4.7	1.7	1.6	4.5
50 kHz	4.1	5.7	4.0	3.8	4.3
250 kHz	3.8	5.6	2.9	2.9	2.9

Analyse Vectorielle Impédance Bioélectrique



Impédance



Feuille de Résultat Évaluation


InBody Evaluation

[InBody970] [Yscope]

ID	Height	Age	Gender	Test Date / Time
----	--------	-----	--------	------------------

Paramètres de Recherche


Angle de Phase Corps Entier_50kHz



PhA (°)	Jeunes adultes (T-score)	Correspondant à l'âge (T-score)
4.0	- 2.9	- 2.4

Évaluation de l'Eau Corporelle


Ratio EEC Corps Entier



ECC/ECT	Jeunes adultes (T-score)	Correspondant à l'âge (T-score)
0.398	3.9	2.8

Évaluation Musculaire · Nutritionnelle


Indice de Masse Musculaire Squelettique



IMS (kg/m²)
5.8


Paramètres de Recherche

Masse Cellulaire Corporelle



InBody Big Data

Basé sur 13 millions de données InBody. InBody fournit des moyennes et des graphiques d'écart type pour chaque paramètre de résultat en fonction de l'âge. Il permet une évaluation comparative entre des groupes d'âge différents ou identiques pour une analyse plus objective de la composition corporelle.



* InBody Big Data est utilisé pour l'évaluation par âge qui est indiquée sous forme de T-Score et Z-score qui indiquent la position relative du sujet.

Cela n'affecte pas le résultat de l'analyse de la composition corporelle des sujets.

* Selon le pays, le graphique sera réglé différemment.

Feuille de Résultat de Recherche

InBody Research


[InBody970] [Yscope]

ID	Height	Age	Gender	Test Date / Time
----	--------	-----	--------	------------------

Résumé de la Composition Corporelle

	MNG	MG	EIC	EEC	ECT	EEC/ECT
Bras Droit	2.00 kg	1.6 kg	0.96 L	0.59 L	1.55 L	0.378
Bras Gauche	1.91 kg	1.6 kg	0.93 L	0.56 L	1.49 L	0.378
Tronc	17.7 kg	11.8kg	8.3 L	5.5 L	13.8 L	0.398
Jambe Droite	5.24 kg	3.0 kg	2.46 L	1.66 L	4.12 L	0.403
Jambe Gauche	5.15 kg	3.0 kg	2.41 L	1.64 L	4.05 L	0.404
Corps Entier	37.1 kg	22.0 kg	16.5 L	10.9 L	27.4 L	0.398
Poids	59.1 kg		* La différence entre les valeurs du corps entier et la somme des valeurs segmentaires proviennent de la région craniocervicale			

Analyse de Composition Corporelle



Paramètres de recherche

Indice de Masse Corporelle	24.0 kg/m ² (18.5 ~ 25.0)
Pourcentage Graisse Corporelle	37.2 % (18.0 ~ 28.0)
Masse Musculaire Squelettique	19.5 kg (19.5 ~ 23.9)
Masse Maigre	34.9 kg (33.8 ~ 41.4)
Protéines	7.1 kg (7.0 ~ 8.6)
Minéraux	2.64 kg (2.44 ~ 2.98)
Minéraux Osseux	2.18 kg (2.01 ~ 2.45)
Métabolisme de Base	1171 kcal (1255 ~ 1451)
Rapport Taille-Hanche	0.94 (0.75 ~ 0.85)
Tour de Taille	85.0 cm
Surface de Graisse Viscérale	116.8 cm ²
Degrée d'Obésité	114 % (90 ~ 110)
Masse Cellulaire Corporelle	23.6 kg (23.4 ~ 28.6)
Circonférence des Bras	30.5 cm
Circonférence Musculaire des Bras	26.0 cm
ECT/MNG	73.7 %
Indice de Masse non Grasse	15.1 kg/m ²
Indice de Masse Grasse	8.9 kg/m ²
Indice de MMS	5.8 kg/m ²


Angle de Phase du Corps Entier

$\phi(^{\circ})$ 50 kHz | 4.0°

Angle de Phase Segmentaire

	RA	LA	TR	RL	LL
$\phi(^{\circ})$ 5 kHz	1.7	4.7	1.7	1.6	4.5
50 kHz	4.1	5.7	4.0	3.8	4.3
250 kHz	3.8	5.6	2.9	2.9	2.9

Impédance




Feuille de Résultat de Comparaison

InBody Comparison [InBody970] [Yscope]



ID | Height | Age | Gender | Test Date / Time

— Courbe médiane standard —●— Résultats d'Aujourd'hui —◇— Résultats Récents
(2021.03.20 15:12)



Corps Entier		Aujourd'hui	Récent	Différence
Poids (kg)		59.1	60.5	-1.4
MMS (kg)	Masse Musculaire Squelettique	19.5	19.8	-0.3
Masse grasse (kg)		22.0	22.8	-0.8
Ratio EEC		0.398	0.398	0.000
Angle de Phase (°)		4.0	4.1	-0.1




Bras Droit		Aujourd'hui	Récent	Différence
Masse Maigre (kg)		2.00	2.06	-0.06
Ratio EEC		0.378	0.378	0.000
Angle de Phase (°)		4.1	4.3	-0.2
Bras Gauche		Aujourd'hui	Récent	Différence
Masse Maigre (kg)		1.91	1.98	-0.07
Ratio EEC		0.378	0.377	+0.001
Angle de Phase (°)		5.7	5.7	0.0



Jambe Droite		Aujourd'hui	Récent	Différence
Masse Maigre (kg)		5.24	5.35	-0.11
Ratio EEC		0.403	0.403	0.000
Angle de Phase (°)		3.8	3.8	0.0
Jambe Gauche		Aujourd'hui	Récent	Différence
Masse Maigre (kg)		5.15	5.26	-0.11
Ratio EEC		0.404	0.405	-0.001
Angle de Phase (°)		4.3	4.3	0.0



Tronc		Aujourd'hui	Récent	Différence
Masse Maigre (kg)		17.7	18.0	-0.3
Ratio EEC		0.398	0.399	-0.00
Angle de Phase (°)		4.0	4.1	-0.1



Feuille de Résultat Graisse Viscérale

InBody Visceral Fat

[InBody970] [Yscope]

ID	Height	Age	Gender	Test Date / Time
----	--------	-----	--------	------------------

Composition de la Graisse Corporelle

	Valeurs	Masse Grasse Abdominale	Masse Grasse Tronc	Masse Grasse	Poids
Graisse Sous-Cutanée (kg)	1.58 (0.90 ~ 1.81)	2.64 (1.35 ~ 2.71)	11.8 (3.9 ~ 7.8)	22.0 (10.3 ~ 16.5)	59.1 (43.9 ~ 59.5)
Graisse Viscérale (kg)	1.06 (0.45 ~ 0.90)				
Graisse Non-Abdominale					
Graisse Bras/Jambe (kg)	9.1 (4.9 ~ 9.9)				
Masse non Grasse (kg)	37.1 (35.8 ~ 43.8)				

* La différence entre les valeurs du corps entier et la somme des valeurs segmentaires proviennent de la région craniocervicale

Analyse de la Graisse Corporelle

	Au-dessous	Normal	Au-dessus
Poids (kg)	55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 %		59.1
Masse Grasse (kg)	40 60 80 100 160 220 280 340 400 460 520 %		22.0
IMC (kg/m²)	10.0 15.0 18.5 22.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0		24.0
TGC (%)	8.0 13.0 18.0 23.0 28.0 33.0 38.0 43.0 48.0 53.0 58.0		37.2

Analyse de la Graisse Abdominale

	Au-dessous	Normal	Au-dessus
Graisse Abdominale (kg)	40.0 60.0 80.0 100.0 160.0 220.0 280.0 340.0 400.0 460.0 520.0 %		2.64
Graisse Sous-Cutanée (kg)	40.0 60.0 80.0 100.0 160.0 220.0 280.0 340.0 400.0 460.0 520.0 %		1.58
Graisse Viscérale (kg)	40.0 60.0 80.0 100.0 160.0 220.0 280.0 340.0 400.0 460.0 520.0 %		1.06


Analyse de l'Obésité Abdominale

	Au-dessous	Normal	Au-dessus
Rapport Taille-Hanche	0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15		0.94
Ratio V/S	Obésité de la Graisse Sous-Cutanée	Obésité de la Graisse Viscérale	
	0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70		0.67

Historique de la Graisse Corporelle


Poids (kg)	65.3	63.9	62.4	61.8	62.3	60.9	60.5	59.1
Masse Grasse (kg)	27.0	26.0	24.5	24.1	24.5	23.5	22.9	22.0
Graisse Abdominale (kg)	3.24	3.12	2.94	2.89	2.95	2.82	2.75	2.64
Graisse Sous-Cutanée (kg)	1.94	1.87	1.76	1.73	1.76	1.69	1.64	1.58
Graisse Viscérale (kg)	1.30	1.25	1.18	1.16	1.18	1.13	1.10	1.06
Recent Total	20.07.21 15:11	20.08.27 14:58	20.09.20 15:02	20.11.23 15:23	20.12.21 15:00	21.02.19 14:52	21.03.20 15:12	21.03.31 15:44

Surface de Graisse Sous-Cutanée



Ref. Matsushita et al, Diabetology & Metabolic Syndrom 2014, 6:11
Nakajima T. et al, Gastroenterology and Hepatology Research 2012, 1:11


Surface de Graisse Viscérale



Paramètres de recherche

Tour de Taille	85.0 cm
Degré d'Obésité	114 % (90~110)
Rapport Taille-Hanche	0.54 (0.51 Under)
Indice d'Adiposité Corporelle	28.1 (26.9 Under)
ABSI	0.081 (0.076 Under)
Indice de Conicité	1.27 (1.25 Under)
Métabolisme de Base	1171 kcal (1255~1451)
Ratio EEC	0.398 (0.360~0.400)
Indice de Masse Musculaire Squelettique	5.8 kg/m²
Indice de Masse Grasse	8.9 kg/m²
MMS/Surface de Graisse Viscérale	0.17 kg/m² (0.15 Over)

Impédance



Feuille de Résultat pour Enfant

InBody

[InBody970] [Yscope]

ID	Height	Age	Gender	Test Date / Time
----	--------	-----	--------	------------------

Analyse de Composition Corporelle

Quantité total d'eau dans mon corps	Eau Corporelle Totale (L)	19.1 (18.0 ~ 22.0)
Ce dont j'ai besoin pour me muscler	Protéines (kg)	5.1 (4.9 ~ 5.9)
Ce dont j'ai besoin pour des os solides	Minéraux (kg)	1.91 (1.66 ~ 2.04)
Où mon excès d'énergie est stocké	Masse Grasse (kg)	8.9 (3.8 ~ 7.7)
Somme des catégories au-dessus	Poids (kg)	35.0 (27.3 ~ 36.9)


Analyse Muscle-Graisse

	Au-dessous	Normal	Au-dessus
Poids (kg)	55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 %		35.0
MMS (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %		13.3
Masse grasse (kg)	40 60 80 100 160 220 280 340 400 460 520 %		8.9

Bilan morphologique

	Au-dessous	Normal	Au-dessus
IMC (kg/m²)	7.9 10.9 13.9 16.4 18.6 20.2 22.2 24.2 26.2 28.2 30.2		18.0
TGC (%)	0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0		25.6

Graphiques de Croissance



Historique de la Composition Corporelle

Taille (cm)	134.5	135.2	136.4	137.2	137.9	138.5	139.0	139.4
Poids (kg)	30.8	31.3	32.0	32.8	33.5	34.0	34.4	35.0
MMS (kg)	12.5	12.7	12.8	13.0	13.1	13.1	13.2	13.3
TGC (%)	20.4	20.7	21.6	22.3	23.1	24.3	25.1	25.6
Recent Total	19.07.15 14:22	19.11.19 09:30	20.01.29 15:18	20.03.15 11:00	20.06.21 15:00	20.09.19 14:52	20.12.20 15:12	21.03.31 16:40

Score de Croissance

85 / 100 Points

* S'il est grand et respecte les normes de comparaison du corps, le score de croissance peut dépasser 100 points

Évaluation Nutritionnelle

Protéines ☒ Normal ☐ Déficient
Minéraux ☒ Normal ☐ Déficient
Graisse Corporelle ☐ Normal ☐ Déficient ☒ Excessive

Évaluation de l'Obésité

IMC ☒ Normal ☐ En Dessous ☐ Légèrement au-dessus ☐ Au Dessus
TGC ☐ Normal ☐ Légèrement au-dessus ☒ Au Dessus

Évaluation de la Symétrie Corporelle

Haut du corps ☒ Symétrique ☐ Légèrement asymétrique ☐ asymétrique
Bas du corps ☒ Symétrique ☐ Légèrement asymétrique ☐ asymétrique
Haut-Bas ☒ Symétrique ☐ Légèrement asymétrique ☐ asymétrique

Analyse de la Masse Maigre par Segment

Bras Droit 0.95 kg
Bras Gauche 0.94 kg
Tronc 10.8 kg
Jambe Droite 3.41 kg
Jambe Gauche 3.37 kg

Paramètres de Recherche

Métabolisme de Base 933 kcal (948 ~ 1077)
Degré d'Obésité Infantile 109 % (90 ~ 110)

Angle de Phase du Corps Entier

$\phi(^{\circ})$ 50 kHz | 4.3°

Angle de Phase Segmentaire

$\phi(^{\circ})$	RA	LA	TR	RL	LL
50 kHz	1.4	1.4	3.0	1.9	1.8
50 kHz	3.6	3.3	6.8	5.0	4.8
250 kHz	3.7	3.6	9.4	5.0	4.9

Impédance

